



A07 (C07)

klej kontaktowy do pozycjonowania laminatu

Opis: VIVTEK A07 został opracowany z myślą o procesach infuzji, vaccum oraz RTM. Służy do wstępnego pozycjonowania kolejnych warstw zbrojeń i usztywnień. Zadbano aby obecność kleju nie wpływała na zdolność przesączania włókien oraz aby nie wpływała na końcową wytrzymałość laminatu.

- ✓ Stosowany przy infuzji oraz vaccum
- ✓ Nie wpływa na końcową wytrzymałość laminatu
- ✓ Łączy wszystkie popularne materiały
- ✓ Duża siła wiązania
- ✓ Do stosowania z wszystkimi żywicami
- ✓ Zielony barwnik
- ✓ Szybka wstępna wytrzymałość
- ✓ Niski skurcz

Baza: Mieszanina SBR.

Ogólne wskazówki dot. użytkowania

Przed zastosowaniem produktu upewnij się, że klejone powierzchnie są wolne od tłustych zabrudzeń, kurzu i wilgoci. Klej należy nakładać z odległości 20 cm na jedną lub obie klejone powierzchnie. W wersji C07 zabarwienie środka pozwoli w łatwy sposób nałożyć równomierną warstwę. Staraj się nie nałożyć zbyt grubej warstwy produktu, ponieważ może to spowodować osłabienie laminatu. Odczekaj 2 - 4 minut na odparowanie rozpuszczalnika. Następnie złącz klejone elementy i mocno dociśnij. Następnie powtórz powyższe czynności w celu ułożenia kolejnej partii zbrojenia lub usztywnienia.

Parametry kleju

Kolor	A07 bezbarwny C07 błękitny
Temperatura przechowywania	+5 do +40°C
Temperatura aplikacji	+15 do +40°C

Dostępne opakowania

Aerazol	500 ml (400 g), 600 ml (480 g)
Cylinder pod ciśnieniem	22 litry (17,8 kg)

Ten produkt jest przeznaczony do użytku przez wykwalifikowanych pracowników, na ich własne ryzyko. Wierzmy, że zalecenia zawarte w tej karcie będą pomocne. Informacje te podajemy jako wskazówki ułatwiające wybranie odpowiedniego materiału do wymaganego zastosowania. Za ostateczną weryfikację przydatności do zamierzonych zastosowań (według określonych norm) odpowiada użytkownik końcowy. Producent, ani dystrybutor nie kontrolują ani sposobu przechowywania materiału przez klienta, ani aplikacji w nietypowych warunkach/zastosowaniach, przez to gwarancja jest ograniczona i polega na wymianie wadliwych produktów.

vivtek

Producent / Importer / Dystrybutor

VIVTEK Sp. z o.o. Sp. K.

Plac gen. Józefa Hallera 5, lok. 14a 03-464 Warszawa

www: <http://vivtek.pl>

e-mail: a07@vivtek.pl

TDS VIVTEK A07 08/15